

SoClean®

CPAP Desinfizierer

Desinfiziert Ihre CPAP-Maske, den Schlauch und den Befeuchter vollautomatisch!

- Deckel zu und los!
- Vollautomatisch.
- Kein Zerlegen und Zusammenbauen
- Kein Wasser oder Chemikalien
- Tötet 99,9 % aller Bakterien



Passt für alle gängigen Masken und CPAP-Geräte



Lieferumfang

- Filter-Kassette
- Rückschlagventil für Befeuchter
- 1 Verschlussstopfen
- 220V Netzteil

Spezifikationen:

Modell: SC1200
Maße: 19,05cm x 16,51cm x 21,59cm
Kammergröße: 12,7cm x 11,43cm x 19,05cm
Gewicht: 2,54kg
UVP: 415€

Das SoClean ist ein automatisches Desinfektionsgerät für Ihr CPAP-Gerät zu Hause.

Desinfizieren Sie ihr CPAP-Zubehör täglich ohne jeden Aufwand. Einmal programmiert, entkeimt SoClean ihre Maske, den Schlauch und die Befeuchterkammer, so dass sie nur die Maske entnehmen und wieder aufsetzen brauchen.

Durch Adaptieren von SoClean an das CPAP-Gerät werden Maske, Schlauch und Befeuchterkammer mit Ozon durchströmt und so sämtliche Viren, Bakterien und Pilze zu 99,9% entfernt. Dabei werden keine Chemikalien oder Wasser benötigt, so bleibt Ihr System komplett trocken.

Auch von der Maske aufgenommene Gerüche werden eliminiert, so dass das Gefühl entsteht, eine neue Maske aufzusetzen!

FDA
Registered
3009534409

Independently Lab
Tested and Approved

BetterRest
Solutions

Makers of
SoClean.

Same sanitizing process found in:



INSPIRATION
Medical

INSPIRATION Medical GmbH
Wohlfahrtstraße 115
D-44799 Bochum

Tel: 0234 970509 0
Fax: 0234 970509 15
www.INSPIRATION-Medical.com