

# Aerogen®

## Schlauchset für die kontinuierliche Vernebelung

- Zubehör für Aerogen Solo
- Kontinuierliche, tropfenweise Vernebelung
- Schnell und einfach eingerichtet



### Führend bei der Patientensicherheit

Patientensicherheit steht für Aerogen an erster Stelle. Daher hat das Unternehmen eine sichere Lösung entwickelt, mit der Schlauchfehlerverbindungen während der Vernebelung verhindert werden.

Im Aerogen-Schlauchset für die kontinuierliche Vernebelung werden zwei nicht standardmäßige Lueranschlüsse verwendet, sodass das Risiko eines versehentlichen Anschlusses an ein anderes beim Patienten eingesetztes Gerät verhindert wird. Zur Erleichterung der Identifikation kommen Schläuche mit unverwechselbarer, blauer Farbe zum Einsatz.

Das Schlauchset für die kontinuierliche Vernebelung ist ein Gerät für die Verwendung bei einem Patienten, das mit Standard-Spritzenpumpen für kontinuierliche Vernebelung verwendet werden kann.


Bei der gemeinsamen Verwendung mit Aerogen Solo wird das Medikament tropfenweise vernebelt, sodass die Dosis ohne Änderung der Rezeptur genau gesteuert werden kann.

- Nicht standardmäßige Anschlüsse verhindern das Risiko eines Fehlschlusses
- Unverwechselbare, blaue Farbe zur Erleichterung der Identifikation
- Tropfenweise, kontinuierliche Vernebelung
- Funktioniert mit Standard-Spritzenpumpen
- Keine zusätzlichen Kennzeichnungen erforderlich

## Kontinuierliche Vernebelung für alle Arten der Patientenversorgung



Mechanische Beatmung




Hochfrequenzbeatmung



Nasale High-Flow-Therapie



Nicht invasive Beatmung



Spontanatmung

## Produktmerkmale

### Benutzerfreundlich

Schneller,  
einfacher  
Zusammenbau

### Flexibel

Einfache Integration  
mit dem Nebulisator  
Aerogen Solo, wenn  
ausgerichtet

### Steuerung

Kontinuierliche,  
tropfenweise  
Vernebelung

### Produktdaten

- Schlauchlänge:  
ca. 1700 mm (1,7 m)
- Ansaugvolumen:  
max. 3,65 ml

Sowohl für beatmete als auch spontan atmende Patienten geeignet



Aerogen Solo am  
Y-Anschlussstück



Aerogen Ultra

INSPIRATION Medical GmbH  
Wohlfahrtstraße 115  
D 44799 Bochum



INSPIRATION  
Medical

INSPIRATION Medical GmbH

Tel: 0234 970509 0

Fax: 0234 970509 15

[contact@inspiration-medical.com](mailto:contact@inspiration-medical.com)

[www.inspiration-medical.com](http://www.inspiration-medical.com)

