

Aerogen USB-Controller

Im Bereich der Intensiv- & Heimbeatmung sind die Inline-Medikamentenvernebler Aerogen Pro und der Aerogen Solo eine etablierte Größe und erfreuen sich höchster Akzeptanz bei Patient und Anwender.

Der Aerogen USB-Controller ermöglicht durch den Anschluss des mitgelieferten USB-Netzteils den flexiblen Einsatz bei gewohnter und einfachster Handhabung und kleinster Baugröße.

Verwenden Sie den Aerogen USB-Controller und profitieren Sie von seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten mit allen Aerogen Vernebler-Produkten: Aerogen Pro, Aerogen Solo oder Aerogen Ultra.

Der Aerogen USB-Controller ist Ihr neuer Therapiebegleiter für die Medikamentenvernebelung im Bereich der invasiven Beatmung, über das Weaning bis zur non-invasiven Maskenbeatmung und dem spontanatmenden Patienten.



Vielseitiger Einsatz mit allen
Aerogen Vernebler-Produkten



Innovativ & einfach

- > Schnelle und einfache Benutzung
- > 2 Betriebsmodi: 30 Minuten- oder 6 Stunden-Modus
- > Anschluss über mitgeliefertes USB-Netzteil
- > Wirtschaftlich und flexibel

Aerogen USB-Controller



Aerogen Ultra



Aerogen Solo



Aerogen Pro



Technische Daten

Abmessungen in mm:	H: 67 x B: 48 x T: 50
Gewicht:	91 g
Geräuschpegel:	< 35 dB (gemessen in 1 m Abstand)
Stromquelle:	AC/DC-Netzteil Adapter 100V bis 240V AC: 50 - 60 Hz, Ausgang: 5V
Stromverbrauch:	≤ 2,0 Watt (Vernebelung)
Patientenisolierung:	Isolierung im Stromkreis abgeschirmt gegen 4kV IEC/EN 60601-1

INSPIRATION
Medical

Wohlfahrtstraße 115
D-44799 Bochum

Tel.: 0234 970509 0
Fax: 0234 970509 15

www.inspiration-medical.com

Benutzerfreundlich

Schnell und einfach eingerichtet

Multifunktional

Kann mit Aerogen Pro, Aerogen Solo oder Aerogen Ultra verwendet werden

Bestellinfo

Artikel: **AG-UC1500**

1 x Aerogen USB-Kontrollmodul
1 x Aerogen USB-AC/DC Netzteil
1 x Aerogen Solo Erw. T-Stück und
Verneblereinheit
1 VE (= 10 Stk.) Kabelführungsklemmen
1 x Bedienungsanleitung (deutsch)

bestellung@inspiration-medical.com

Ihr Partner für innovative Medizintechnik