

KALOS HUSTENASSISTENT

LEISTUNGSSTARK
MIT INNOVATIVEN BETRIEBSMODI

MECHANISCHER IN- UND
EXSUFFLATOR



Artikelnummer: IM-MPR402

Heil- & Hilfsmittelnummer: 14.24.08.3011

BETRIEBSMODI

- Cough Assist
- Free Aspire
- Konstanter Druck
- Peak-Flow-Test

COUGH ASSIST

Betriebsmodus:	Manuell, Auto, Synchronisiert
Inspirationsdruck:	5 bis 70 cmH ₂ O
Expirationsdruck:	-5 bis -70 cm H ₂ O
Inspirationsdauer:	0.5 bis 5 s
Expirationsdauer:	0.5 bis 5 s
Pausendauer:	0.5 bis 10 s (im Modus Auto)
Druckanstiegsgeschwindigkeit:	1 - 4
Oszillation:	AUS, inspir., expir., inspir. + expir.
Oszillationsfrequenz:	1 - 20 Hz
Oszillationsbreite:	1 - 10 cmH ₂ O
Therapiedauer:	einstellbar

FREE ASPIRE

Der patentierte Betriebsmodus Free Aspire kann bis zur 16. Generation das Sekret aus den Bronchien in Richtung Glottis mobilisieren.

Stufen:	1 - 5
Therapiedauer:	0 - 30 Minuten

KONSTANTER DRUCK

Mit dem Betriebsmodus wird ein konstanter positiver Druck aufrechterhalten, der die Lungenareale bläht und so den Patienten leichter atmen lässt.

Druck:	4 - 20 cmH ₂ O
Therapiedauer:	0 - 30 Minuten

PEAK-FLOW-TEST

Der Peak-Flow-Test bewertet die Husteneffizienz, indem der maximale Expirationsfluss bei einem Hustenstoß geschätzt wird. Kalos zeigt die letzten 3 Ergebnisse an und symbolisiert diese anhand von Smileys.

Durch den integrierten Akku ist eine netz-unabhängige Nutzung möglich!

