

SoClean – das erste automatische Desinfektionsgerät für Ihr CPAP-Gerät zu Hause

SoClean kann für alle PAP-Geräte, wie CPAP, APAP, BiPAP, NIV und Beatmungsgeräte, genutzt werden.

Es desinfiziert Ihre CPAP-Maske, den Schlauch und den Befeuchter vollautomatisch.

Für alle gängigen
CPAP-Geräte
geeignet

SoClean

Artikel: **IM-SC1200**

1 x Filterkassette
1 x Rückschlagventil für den Befeuchter
1 x Verschlußstopfen
1 x 220V Netzteil

Ersatzfilter

Artikel: **IM-SCPN1207**

1 x SoClean Ersatzfilterpatrone

Weitere Informationen über SoClean und Ihre Bestellmöglichkeiten erhalten Sie unter:
www.soclean.kaufen



INSPIRATION
Medical

INSPIRATION Medical GmbH

Wohlfahrtstraße 115

D - 44799 Bochum

Tel.: 0234 970509 - 0

www.inspiration-medical.com

contact@inspiration-medical.com

SoClean
Innovative Desinfektions-Technologie

Sicher & natürlich

SoClean vernichtet mit Hilfe der angewandten Ozon-Technologie 99,9% der Bakterien, Viren und Pilze – sicher und natürlich ohne Wasser oder Chemikalien. Auch von der Maske aufgenommene Gerüche werden eliminiert. Ihre Maske wirkt nach der SoClean-Anwendung wie neu.

Seit Jahren nutzen Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie, der Raumfahrt, der Wasseraufbereitung und der Hygiene Ozongeneratoren.

Mit SoClean holen Sie sich diese spezialisierte und innovative Technologie in Ihr Schlafzimmer.

SoClean – für ihr Wohlbefinden

- > vernichtet 99,9 % der Viren, Bakterien und Pilze
- > ohne Wasser
- > ohne Chemikalien
- > ohne Lärmbelästigung



Kinderleichte Anwendung

Desinfizieren Sie Ihre gesamte PAP-Ausrüstung ohne Entfernen der Maske, des Schlauchs oder des Befeuchters.

Legen Sie Ihre Maske einfach in das SoClean und schließen Sie den Deckel. Die Desinfektion startet automatisch.



Anschließen & loslegen

- > sofort einsatzbereit
- > zeitsparend
- > einfache Bedienung
- > individuell und flexibel programmierbar

Hygiene & Komfort
Für eine
bessere
Lebensqualität

Spezifikationen

- > Modell: SC1200
- > Maße in cm: 19,05 x 16,51 x 21,59
- > Kammergröße in cm: 12,7 x 11,43 x 19,05
- > Gewicht: 2,54 kg
- > UVP: 415 €