

Kalos Hustenassistent

Produktbild	Artikelnummer	Beschreibung	Einheit
	IM-MPR402	KALOS Hustenassistent mit Fernbedienung Leistungsstarker Hustenassistent mit innovativen Modi zur Mobilisation von tracheobronchialen Sekret. Betriebsmodi: • Cough Assist • Free Aspire • Konstanter Druck • Peak Flow Test Heil- und Hilfsmittelnummer: 14.24.08.3011	1
	IM-MPR402-OF	KALOS Hustenassistent ohne Fernbedienung Leistungsstarker Hustenassistent mit innovativen Modi zur Mobilisation von tracheobronchialen Sekret. Betriebsmodi: • Cough Assist • Free Aspire • Konstanter Druck • Peak Flow Test Heil- und Hilfsmittelnummer: 14.24.08.3011	1
	IM-MPR318	Kalos Hustenassistent Fernbedienung Fernbedienung zur Handsteuerung	1
	IM-KFAH	Kalos KFAH Starter-Kit Beinhaltet: Verbindungsstück 22M/22M für EFA, EFA-Schlauchsystem, Therapieschlauch 22 mm, Low Resistance Respiratory Filter, Maske Medium, Maske Large, Mundstück, Catheter-Verbindung	1
	IM-MPR279	Kalos Hustenassistent Atemschlauch Therapieschlauch 22mm Durchmesser: 22mm Länge: 1,80cm Schlauch Material: PVC	1
	IM-MPR310	Kalos Hustenassistent Free Aspire Atemschlauch 10mm Durchmesser: 10mm Material: PVC Venturi Anschluss Material: PP Adapter: PP Sauerstoff-Spitze: LDPE	1
	IM-MPR156	Kalos Hustenassistent Tubusverlängerung 15mm F/ 22mm M Schlauch Material: LDPE Anschluss: ABS (Acrylnitril Butadien Styrol) Ellbogen Material: PP	1

IM-MPR23	Kalos Hustenassistent Flo-Guard Bakterien- und Virenfilter Material: ABS, PP	1
IM-MPR406	Kalos Schwammfilter MPR275 20 Stück je Verpackungseinheit	1
IM-MPR74	Kalos Hustenassistent Transporttasche	1
IM-MPR75	Kalos Hustenassistent Gesichtsmaske Größe 2 Medium/Kind	1
IM-MPR76	Kalos Hustenassistent Gesichtsmaske Größe 5 Large	1
IM-MPR77	Kalos Hustenassistent Mundstück 22F	1
IM-ROP001	Kalos Hustenassistent Netzkabel	1
IM-CAR001	Kalos Rollständer Robuster Rollständer mit Ablageplatte für Kalos Hustenassistent Leichtgängige Rollen mit Bremsfunktion	1