

INSPIRATION Medical GmbH • Wohlfahrtstr. 115 • 44799 Bochum
www.inspiration-medical.com • bestellung@inspiration-medical.com

Artikel	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
	IM-2160h	Tragbares Pulsoximeter Lieferumfang: Pulsoximeter, 1 wiederverwendbarer Silikon-Fingersensor (1,20 m Kabellänge), 1 PC-Software, 1 USB-Datenkabel, 1 Silikon-Schutzhülle, 1 Trageschleufe, 3 AA Batterien	1
	IM-2160-SmartSat	Tragbares High Performance Pulsoximeter mit modernster SMARTsat® Technologie Lieferumfang: Pulsoximeter, 1 wiederverwendbarer Silikon-Fingersensor (1,20 m Kabellänge), 1 PC-Software, 1 USB-Datenkabel, 1 Silikon-Schutzhülle, 1 Trageschleufe, 3 AA Batterien	1
	IM-SF6500VM	Fingerclip-Sensor für Erwachsene Kabellänge: 1,20 m	1
	IM-SC6500VM	Silikon-Soft-Fingersensor für Erwachsene Kabellänge: 1,20 m	1
	IM-SCA6500VM	Silikon-Soft-Fingersensor für Erwachsene autoklavierbar Kabellänge: 1,20 m	1
	IM-SC6501VM	Silikon-Soft-Fingersensor für Erwachsene Kabellänge: 0,3 m	1

Viamed Pulsoximeter & Zubehör

	IM-SCA6501VM	Silikon-Soft-Fingersensor für Erwachsene autoklavierbar Kabellänge: 0,3 m	1
	IM-SCP6500VM	Silikon-Soft-Fingersensor für Kinder Kabellänge: 1,20 m	1
	IM-SCPA6500VM	Silikon-Soft-Fingersensor für Kinder autoklavierbar Kabellänge: 1,20 m	1
	IM-SCP6501VM	Silikon-Soft-Fingersensor für Kinder Kabellänge: 0,3 m	1
	IM-SCPA6501VM	Silikon-Soft-Fingersensor für Kinder autoklavierbar Kabellänge: 0,3 m	1
	IM-8AT	Atmungsaktiver Einweg-Klebesensor für Erwachsene Kabellänge: 45 cm	24
	IM-8PT	Atmungsaktiver Einweg-Klebesensor für Kinder Kabellänge: 45 cm	24
	IM-8AP	Einweg-Klebesensor für Erwachsene Kabellänge: 45 cm	24
	IM-8PP	Einweg-Klebesensor für Kinder Kabellänge: 45 cm	24
	IM-8IP	Einweg-Klebesensor für Säuglinge Kabellänge: 90 cm	24
	IM-8NP	Einweg-Klebesensor für Neugeborene Kabellänge: 90 cm	24
	IM-EP6500VM	Ohr-Sensor für Erwachsene und Kinder mit Ohrbefestigung Kabellänge: 1,20 m	1

Viamed Pulsoximeter & Zubehör

	IM-XT6500	Sensor-Verlängerungskabel Kabellänge: 1,20 m	1
	IM-XT6501	Sensor-Verlängerungskabel Kabellänge: 2,40 m	1
	IM-W6500VM	Silikon Wrap Sensor für Erwachsene, Kinder und Neugeborene Kabellänge: 1,20 m	1
	IM-WA6500VM	Silikon Wrap Sensor für Erwachsene, Kinder und Neugeborene autoklavierbar Kabellänge: 1,20 m	1
	IM-6554	Posey Wraps für Erwachsene, Kinder und Neugeborene	12
	IM-6554P	Posey Wraps für Neugeborene	12
	IM-Platte-Uni	Halteplatte für IM-2160h	1
	IM-Halterung-Uni	Universalhalterung bis 3,8 cm dicke	1
	IM-WallMount	Wandhalterung für IM-2160h	1
	IM-MountRail	Halterung für flache Befestigungsstellen bis 3 cm Höhe und 1 cm Durchmesser für IM-2160h	1
	IM-Klemme-S	Halteklemme für IM-2160h zur Befestigung an Halterungen mit 14 mm – 25 mm Durchmesser	1
	IM-Klemme-L	Halteklemme für IM-2160h zur Befestigung an Halterungen mit 16 mm – 40 mm Durchmesser	1

Viamed Pulsoximeter & Zubehör

	IM-2160h-USB	USB-Kabel für Pulsoximeter IM-2160h	1
	IM-2160-Case	Viamed Schutzhülle aus Silikon für VM-2160h	1
	IM-2160-Bag	Viamed Tragetasche leicht, fest, robust, Reissfest, flüssigkeitsabweisend, waschbar, wasserdicht	1