

Kapno^{live} Multigas- & SpO₂-Monitor

Einfach in der Anwendung, Identifizierung und Quantisierung

- ✓ Halothan, Isofluran, Enfluran, Sevofluran, Desfluran
- ✓ N₂O, etCO₂, FiCO₂
- ✓ Sauerstoffsättigung, Atmung und Pulsfrequenz

Zuverlässige Technologie für Kapnographie, Pulsoximetrie und Multigas-Monitoring

- In sekundenschnelle betriebsbereit (< 60 Sekunden)
- Hauptstromkapnographie ohne Zeitverzug
- Wartungs- und kalibrierungsfreie Technik
- Vom Neugeborenen bis hin zum Erwachsenen anwendbar
- Inkl. USB 2.0-Schnittstelle und leistungsstarker PC-Software
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Ergonomisch & einfach zu bedienen
- 2 Jahre Garantie

IRMA AX+ Multigas Analyser

Der **IRMA AX+ Multigas Analyser** setzt neue innovative Standards in der Anästhesie.

- 9-Kanal NDIR Gas Typ Analyse (4 - 10 µm)
- Kalibrierung und wartungsfrei
- Kompaktes und stoßfestes Design
- Plug-and-Measure-Technologie

Lieferumfang:

IRMA™ AX + Analysator, IRMA™ Airway Adapter (klein u. groß), Wiederverwendbarer SpO₂-Sensor, USB-Datenkabel, Netzteil, AA Batterien, 1 Li-Poly Akku, Silikon Schutzhülle, PC-Software, Bedienungsanleitung auf CD

Kapno^{live} Multigas



Kapno^{live} Multigas - Ihr perfekter Begleiter für Anästhesie-Monitoring

Zuverlässigkeit und High-Performance in nur einem Gerät

Hauptstrom-Kapnographie, Pulsoximetrie, Multigasmonitoring

www.inspiration-medical.com

INSPIRATION Medical GmbH
Wohlfahrtstraße 115
D - 44799 Bochum
Tel.: 0234 970509-0
contact@inspiration-medical.com

INSPIRATION
Medical

Ihr Partner für innovative Medizintechnik