

## Pocket Air Inhalationsgerät mit Mesh-Technologie

Produktbild	Artikelnummer	Beschreibung	Einheit
	IM-MBPN002	Pocket Air tragbares Inhalationsgerät / Medikamentenvernebler MMAD < 5 µm, tragbar, lautlos, für Antibiotika geeignet, hypertone Kochsalzlösung geeignet, 6ml Volumen Medikamentenbecher Lieferumfang: Kontrollmodul, Medikamentenbecher inkl. Verneblereinheit, USB-Ladekabel, 2x AA-Batterien, je 1 Maske für Erwachsene und Kinder, Transporttasche, Gebrauchsanweisung Gratis dazu: 1 Mundstück PZN: 16381458 Hilfsmittelnummer: 14.24.01.0176	1
	IM-MBPN00201 (vorher IM-PA-Cup)	Pocket Air Medikamentenkammer inkl. Verneblereinheit 6ml 6ml Volumen PZN: 16381493	1
	IM-MBPN00207 (vorher IM-PA-MS-I)	Mundstück für Pocket Air Inhalationsgerät 5 Stück 22mm Innendurchmesser PZN: 16381501 Abgabeeinheit: 5 Stück	1
	IM-MBPN00203 (vorher IM-PA_Maske_E)	Pocket Air Inhalationsmaske-Maske für Erwachsene PZN: 16381470	1
	IM-MBPN00204 (vorher IM-PA_Maske_P)	Pocket Air Inhalationsmaske-Maske für Kinder PZN: 16381487	1
	IM-022-010-201 (vorher IM-TME)	Tracheostomie-Inhalationsmasken für Erwachsene Zur Verwendung mit dem Inhalationsgerät Pocket Air geeignet, Single Patient Use, latexfreies Kopfband, drehbares Verbindungsstück mit Absaugöffnung, Gänsegurgel 15cm (22mm I.D.) Abgabeeinheit: 10 Stk.	1
	IM-022-010-202 (vorher IM-TMP)	Tracheostomie-Inhalationsmasken für Kinder Zur Verwendung mit dem Inhalationsgerät Pocket Air geeignet, Single Patient Use, latexfreies Kopfband, drehbares Verbindungsstück mit Absaugöffnung, Gänsegurgel 15cm (22mm I.D.) Abgabeeinheit: 10 Stk.	1
	IM-MBPN00208 (vorher IM-PA-USB)	USB-Ladekabel für Pocket Air Inhalationsgerät Kabellänge: 1,56m USB Typ: USB-A	1
	IM-NT30539	USB-Netzteil Universalnetzteil inkl. EU- und UK-Adapter Kompatibel zum Pocket Air Medizinisch zugelassenes Netzteil mit CE- und TÜV-Zertifizierung. Sicher in der Anwendung. 5 Volt 1,4 Ampere 7 Watt • 7 x 6 x 4 cm; 120 Gramm	1