

**NEU**

## OxyHaler NE-SM1®

*der lautlose Membran-Vernebler  
 mit Akku - 88 g leicht*

Der OxyHaler ist das perfekte Inhalationsgerät für Erwachsene und Kinder, die mit einem kleinen, leichten und dennoch stabilen Gerät mobil sein möchten.

Durch die spezielle Membran-Technologie wird das Aerosol durch feine, 4 µ kleine Löcher in der Membran gedrückt. Dadurch gelangt das Aerosol mit dem Inspirationsfluss in die oberen und unteren Atemwege. Somit wird eine effektive und schnelle Inhalationstherapie ermöglicht.

**Vorteile:**

- Gewicht des Gerätes nur 88 g, der Maske 50 g
- Nickelfreie Mesh-Technologie (Membran-Technologie)
- Langlebiger Akku
- Absolut geräuschlos
- Verneblung von NaCl, z.B. Nebusal 7%, bis Antibiotika möglich
- Medikamentenbehälter, Maskenadapter sowie die Silikonmasken können durch Auskochen bei 100 Grad gereinigt werden
- Inhalation kann auch in einem 75°-Neigungswinkel erfolgen

Im Lieferumfang enthalten sind:

- OxyHaler NE-SM1
- Silikonmaske für Kinder
- Silikonmaske für Erwachsene
- Silikonmundstück
- USB Kabel
- Tasche
- Gebrauchsanweisung



PZN 10408943

**Technische Daten:**

Spannungsversorgung:	Lithiumionen 3,6~4,2 V DC1,4 W
Maße (B)×(T)×(H): mm Gewicht:	52 mm × 53 mm × 109 88 g, Maske: 50 g
Verneblungsleistung:	ca. 0,25 ml/min (23 °C)
Max. Füllmenge des Medikationsbehälters:	6 ml
Betriebszeit bei vollem Akku:	ca. 5 Stunden
Aufladezeit d. Akku:	ca. 3 Stunden
2 Betriebsmöglichkeiten:	Dauerbetrieb, oder auf Knopfdruck

OxyHaler NE-SM1 © ©OxyCare GmbH, Bremen Rev.2 03/2015 Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten