

# Klein, aber oho!

Der tragbare PocketAir ist ein mobiles Mikropumpen-Inhalationsgerät. Er ist gleichwohl für Erwachsene, Kinder und Babys geeignet.



Da der PocketAir nahezu lautlos arbeitet und sympathisch aussieht, wird er auch von den ganz Kleinen gut toleriert.

**H**ighTech für zuhause und unterwegs – ob Kochsalzlösung (auch hypertone NaCl), Antibiotika oder alle anderen zur Inhalation freigegeben Medikamente lassen sich mit dem PocketAir problemlos und zuverlässig und nahezu rückstandslos in maximal zwölf Minuten ( $\geq 0,25$  ml/Min) inhalieren. Während der Inhalation vibriert die Membran der patentierten Vibrating-Polyimide-Technologie mehr als 100.000 Mal pro Sekunde. Der Inhalt wird dadurch in ein feines Aerosol (MMAD  $< 5 \mu\text{m}$ ) transformiert, das so bis in die tiefen Regionen der Atemwege transportiert und dort aufgenommen wird.

## Komfortabel und praktisch

Der Betrieb kann mit Batterien und dank des mitgelieferten USB-Kabels sogar im Netzbetrieb oder mit einer medizinischen Powerbank erfolgen. Die austauschbare Kammer für die Inhalationsflüssigkeit ist separat erhältlich und hält durch den sicheren Silikonverschluss absolut dicht, sodass sie beim Transport in der Tasche und bei der Inhalation flexibel in der Handhabung sind. Die diskrete Inhalation mit dem leistungsstarken PocketAir eignet sich bei chronischen Lungenerkrankungen, wie COPD und anderen, da durch das feine Aerosol eine maximale Wirkstoffdeposition erreicht wird.

## Inhalieren schützt vor Infekten

In der kalten Jahreszeit steigt die Anfälligkeit für Erkältungen. Die Schleimhäute werden durch die Heizungsluft zusätzlich gereizt. Die vorbeugende Inhalation zum Beispiel mit Kochsalzlösung kann dabei unterstützen die Schutzmechanismen der Schleimhäute aufrecht zu erhalten und dadurch das Erkältungsrisiko zu minimieren. Ist es bereits zu einer akuten Erkältung gekommen, unterstützt die Inhalation mit dem PocketAir den Heilungsprozess.

**Kontakt:** INSPIRATION Medical GmbH, Wohlfahrtstraße 115, 44799 Bochum

☎ 02 34 / 97 05 09-0, 🌐 [www.inspiration-medical.de](http://www.inspiration-medical.de)

Ich möchte endlich

**beatmet leben**  
Perspektiven zur außerklinischen  
Beatmung und Intensivpflege

regelmäßig lesen

und bitte daher um Lieferung der **Fachzeitschrift mit Perspektiven zur außerklinischen Beatmung und Intensivpflege**, die alle zwei Monate zum Jahresbezugspreis von 34 Euro incl. Versandkosten und MWSt erscheint. Das Abonnement gilt zunächst für ein Jahr und verlängert sich danach bis auf Widerruf, wenn es nicht drei Monate vor Jahresende gekündigt wird. Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich mit Lieferung der ersten Ausgabe.

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

email

Bank

IBAN

Ort

Datum

Unterschrift

Bestellschein bitte ausfüllen, ausschneiden und an den Verlag hw-studio weber senden.

Verlag

**hw-studio weber**

Gewerbegebiet 39

76774 Leimersheim

Telefon 0 72 72 / 92 75 0

[www.hw-studio.de](http://www.hw-studio.de)



bl.1/20

**Datenschutzhinweis:** Ihre Angaben werden vom Verlag hw-studio weber für die Vertragsabwicklung und für interne Zwecke verarbeitet, gespeichert und genutzt, um Sie durch uns und unsere Kooperationspartner per Post/email/Telefon über unsere Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Wenn Sie dies nicht mehr wünschen, können Sie jederzeit schriftlich oder per email an [info@hw-studio.de](mailto:info@hw-studio.de) oder telefonisch unter 07272/92750 widersprechen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.hw-studio.de/impressum/datenschutz](http://www.hw-studio.de/impressum/datenschutz). Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.hw-studio.de/impressum/agb](http://www.hw-studio.de/impressum/agb). Die Kenntnisnahme zum Datenschutzhinweis bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift.