

INSPIRATION Medical GmbH • Wohlfahrtstr. 115 • 44799 Bochum
www.inspiration-medical.com • bestellung@inspiration-medical.com

Artikel	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
	<p>IM-PM10N</p>	<p>Nellcor tragbares SpO2 Pulsoximeter. Mit LED-Farb-Display, USB Anschluss und Speicher. Lieferumfang: DS100A Fingerclipsensor, Batterien, CD und Bedienungsanleitung</p>	<p>1</p>
	<p>IM-PM100N</p>	<p>Nellcor bettseitiges SpO2 Pulsoximeter mit Farbdisplay, Datenexport per Kabel und USB. Lieferumfang: Akku, DOC10-Patientenkabel (3 m), jeweils 1 MAX-A, MAX-I, MAX-N, MAX-P Klebesensor, CD und Bedienungsanleitung</p>	<p>1</p>
	<p>IM-N-SK</p>	<p>Nellcor Screening Kit bestehend aus: Fingerclipsensor DS100A, Nellcor DURA-Y-Universalsensor, Nellcor Posey Wraps; Nellcor Ohrclip, Batterien, CD und Bedienungsanleitung.</p>	<p>1</p>

	IM-DOC-10	Nellcor Verlängerungskabel für Pulsoximeter mit OXIMAX Technologie. Kabellänge: 3 m	1
	IM-DS100A	Nellcor Fingerclipsensor für Personen über 40 kg Körpergewicht.	1
	IM-D-YS	Nellcor DURA-Y-Universalsensor mit OXIMAX Technologie für Personen ab 1 kg Körpergewicht.	1
	IM-D-YSE	Nellcor Ohrclip zur Befestigung des DURA-Y-Universalsensors	1
	IM-MAX-A	Nellcor OXIMAX Klebesensor für mit Personen mit mehr als 30 kg Körpergewicht. Kabellänge: 45 cm	24
	IM-MAX-I	Nellcor OXIMAX Klebesensor für Kinder mit 3 – 20 KG Körpergewicht. Kabellänge: 90 cm	24
	IM-MAX-N	Nellcor OXIMAX Klebesensor für Neugeborene bis 3 kg und Erwachsene ab 40 kg Körpergewicht. Kabellänge: 90 cm	24
	IM-MAX-P	Nellcor OXIMAX Klebesensor für Kinder mit 10 – 50 kg Körpergewicht. Kabellänge: 45 cm	24
	IM-MAX-Fast	Nellcor OXIMAX Stirnklebesensor für Personen ab 10 kg Körpergewicht. Kabellänge: 90 cm	24
	IM-N-Psey	Nellcor Posey Wraps Klettbandstreifen für DURA-Y-Universalsensor	12
	IM-DEC-4	Nellcor DEC Sensor-Verlängerungskabel Kabellänge: 1,20 m	1

Nellcor

	IM-DEC-8	Nellcor DEC Sensor-Verlängerungskabel Kabellänge: 2,40 m	1
---	-----------------	--	---